



licitacao tiangua <licitacaotiangua2018@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE EDITAL - Pregão Presencial 11.08.01.2018

Prefeitura Municipal de Tianguá

2 mensagens



Gustavo Felizardo <gustavo.felizardo@wiener-lab.com.br>
 Para: licitacaotiangua2018@gmail.com, licitacaotiangua@outlook.com

29 de novembro de 2018 16:56

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, já qualificada na petição anexa, vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, com fundamento no artigo 12 do Decreto Federal 3.555/2000, requerer, **ESCLARECIMENTO DE EDITAL**, em face da constatação de exigências omissas, pelas razões de fato e de direito anexas, requerendo, para tanto, sua apreciação e provimento.

Por oportuno, requer que todas as publicações, decisões, pareceres ou notificações relativas ao presente questionamento sejam **IMEDIATAMENTE** informadas à **LABINBRAZ COMERCIAL LTDA**. através de seu endereço eletrônico licitacoes@wiener-lab.com.br;

**Gustavo Felizardo**



Jurídico

Labinbraz Comercial Ltda.

Av. Guido Caloi, 1935 – Blocos A e B – Térreo – CEP 05802-140

São Paulo – SP – Brasil

Tel: (55 11) 2162-0225 Fax: (55 11) 2162-0228

gustavo.felizardo@wiener-lab.com.br – <http://www.wiener-lab.com.br>

O ESPÍRITO NATALINO SEMPRE ESTÁ PRESENTE EM NOSSO TRABALHO
¡FELIZ NATAL! ¡FELIZ ANO NOVO!

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Pregão Presencial 11.08.01.2018 - Prefeitura Municipal de Tianguá.pdf
 3078K

licitacao tiangua <licitacaotiangua2018@gmail.com>
 Para: gustavo.felizardo@wiener-lab.com.br

30 de novembro de 2018 10:27

Bom dia, receberemos o que pleiteou, assim que possível daremos sua resposta.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos



image001.jpg
5K



image002.jpg
14K




image002.jpg
14K



image001.jpg
5K

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ/CE

LICITAÇÃO Nº. 11.08.01/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
SESSÃO PÚBLICA: 10 DE DEZEMBRO DE 2018

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado constituída sob a égide das Leis Brasileiras, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 73.008.682/0001-52, com sede na Avenida Guido Caloi, 1.935, Blocos A/B, Térreo – Jardim São Luís, CEP 05802-140, São Paulo - SP, por intermédio de seu advogado e bastante procurador que abaixo subscreve, vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, com fundamento no artigo 12 do Decreto Federal 3.555/2000, requerer, **ESCLARECIMENTO DE EDITAL**, diante de seu interesse em participar do certame e entendendo que o edital contém exigências que podem ser flexibilizadas.

A Prefeitura Municipal de Tianguá instaurou procedimento licitatório cujo edital tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de material permanente destinados ao laboratório municipal de análises clínica deste município, conforme especificações e quantidades especificadas no Edital e seus anexos.

O Analisador Imunológico a ser adquirido, possui em seu descritivo exigências que restringem a participação de licitantes interessadas e que podem, eventualmente, oferecer o melhor produto em consonância com os princípios da **eficiência e economicidade**.

Verifica-se que as especificações do equipamento elencado junto ao item 26 contem as seguintes exigências destacadas e que podem ser flexibilizadas, sem comprometer a natureza e finalidade do objeto, veja-se:

26	<p>ANALISADOR IMUNOLÓGICO, SISTEMA MULTIPARAMETRICO APLICADO A SEROLOGIA, IMUNOQUÍMICA, ENDOCRINOLOGIA, EMERGENCIA E RELEIÇÃO DE ANTIGENOS VIRAIS E BACTERIANOS COM LEITURA FINAL EM FLUORESCENCIA NA BARRA AZUL. CONSTITUIDOS POR DUAS SEÇÕES DIFERENTES, TERDO CADA UM EM POSIÇÕES DE TESTES. AS ANÁLISES PODEM SER REALIZADAS TESTE A TESTE OU EM SÉRIE. UTILIZA O PRINCÍPIO ELFA (ENZYME LINKED FLUORESCENT ASSAY) QUE COMBINA O MÉTODO ELISA COM UMA LEITURA FINAL EM FLUORESCENCIA. TRANSFERE AUTOMATICAMENTE OS RESULTADOS DAS ANÁLISES PARA O SISTEMA INFORMÁTICO DO LABORATÓRIO. OS REAGENTES SÃO PRÉ-CALIBRADOS, AS CURVAS DE CALIBRAÇÃO SÃO FORNECIDAS SOB A FORMA DE UM CÓDIGO DE BARRAS PARA CADA LOTE. OS CONES SÃO A FASE SÓLIDA DA REAÇÃO E ESTÃO SENSIBILIZADOS COM ANTÍGENOS OU ANTICORPOS. A BARRETE CONTEM TODOS OS REAGENTES NECESSÁRIOS A REAÇÃO. OS CONES SÃO TAMBEM O SUPORTE DE PIPETAGEM. EM CADA FASE DA REAÇÃO, ASSIM ESSES ASPIRAM E DISPENSAM OS REAGENTES. O EQUIPAMENTO PERMITE ALTA REPRODUTIBILIDADE. TESTES UNITÁRIOS, PRONTOS PARA USO, CONTROLES E CALIBRADORES PRESENTES NO KIT. NUMERO REDUZIDOS DE TESTES DESTINADOS A CALIBRAÇÃO E CONTROLES. CONES DESCARTÁVEIS PARA CADA PACIENTE GARANTINDO ASSIM, A SEGURANÇA DOS RESULTADOS. KITS COM 30 OU 60 TESTES. EQUIPAMENTO MULTIPARAMETRO COM ACESSO RANDÔMICO. INTERFACIAMENTO UNIDIRECIONAL IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS ATRAVES DE CÓDIGO DE BARRAS. POSSUI IMPRESSORA E ACOMPANHA NO BREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.</p>	UNID.	01	R\$ 100.000,00
----	--	-------	----	----------------

Sem grifos no original.

É de salientar que o edital estabelece os parâmetros mínimos a serem atendidos e que alternativas mais vantajosas para a Administração podem ser aceitas.

Considerando que o equipamento a ser ofertado por esta licitante, **Wiener lab Clia 1000** (ANEXO), possui velocidade de 180 testes por hora. Capacidade de armazenamento de 25 posições de reagentes e 60 posições de amostras com carregamento contínuo; comporta 75 posições em bandeja de reação; além da tecnologia correspondente ao novo milênio incorporando todos os novos conhecimentos em robótica, informática e telecomunicações a fim de proporcionar máxima capacidade de trabalho e plena confiabilidade.

Frisa-se que as especificações supradestacadas – *leitura final em fluorescência na barra azul e princípio ELFA* – são características exclusivas do equipamento **Mini VIDAS®** de marca e fabricação **Biomérieux**. A insistência no descritivo em sua integralidade acarretará direcionamento do certame podendo ser invalidado junto ao Tribunal de Contas.

Destarte, é notório que não há qualquer ilegalidade na ampliação da interpretação da exigência editalícia. Ao contrário, a classificação de uma proposta que apresenta um produto com qualidade e tecnologia semelhante ou superior, atende ao princípio da economicidade, assim como ao objetivo primordial da licitação: **a seleção da proposta mais vantajosa e que melhor atenda ao interesse público**. Acerca do assunto, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Contas da União é cristalina a respeito, *in verbis*:

É admissível a flexibilização de critério de julgamento da proposta, na hipótese em que o produto ofertado apresentar qualidade superior à especificada no edital, não tiver havido prejuízo para a competitividade do obtido revelar-se vantajoso para a administração. (Acórdão 394/2013-Plenário, TC 044.822/2012-0, relator Ministro Raimundo Carreiro, 6.3.2013.).

No mesmo sentido, leciona o Professor Marçal Justen Filho:

“Obviamente, a oferta de vantagens ou benefícios não previstos ou superiores aos determinados no ato convocatório não prejudica o licitante. Se o benefício não for de ordem a alterar o gênero do produto ou do serviço, nenhum efeito dele se extrairá. Porém, se a vantagem configurar, na verdade, outra espécie de bem ou serviço, deverá ocorrer a desclassificação da proposta – não pela ‘vantagem’ oferecida, mas por desconformidade com o objeto licitado” . (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª Ed, São Paulo: Dialética, 2010.).

Considerando por fim que, havendo dúvidas no que tange ao desempenho do equipamento a ser ofertado, convida a Prefeitura Municipal de Tianguá a realizar diligências no equipamento até que uma avaliação completa seja realizada;

Por todo exposto, **PERGUNTA-SE:**

- Poder-se-á ofertar para o item 26 (analisador imunológico) o equipamento **Wiener Lab. Clia 1000** (ANEXO)? Mais rápido, moderno, e igualmente eficiente em comparação aos parâmetros exigidos, sendo que, esta possibilidade em nada modifica as demais exigências do edital, capaz de gerar grande economia e levar um bom desempenho a qualquer hospital ou laboratório.

Aproveitamos para apresentar nossos votos de consideração e prestígio.

São Paulo, 29 de novembro de 2018.



LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.
Flávio Roberto Balbino
OAB/SP 257802

Wiener Lab


Clia 1000

CLIA 1000

Sistema de Imunoensaios por Quimioluminescência



Simple e Confiável




Sistema de reação

Separação magnética de 4 fases com preciso controle de temperatura.

Desempenho confiável e consistente com sistema de detecção PMT.

Sistema de mistura por vortex das soluções, eliminando qualquer risco de contaminação.



Software


Amigável e de fácil aprendizagem

Interface comum com sistemas Wiener Lab CMD 800 Série.

Programação de perfis e fácil navegação.

Host Query.


Comunicação bidirecional



Sonda de amostra e do reagente

Deteção inteligente do nível, deteção de coágulo e proteção contra colisão vertical e horizontal.

Eficiente sistema de lavagem exterior e interior da sonda com buffer de lavagem



Administração de consumíveis

Acesso randômico para carga de cubetas em forma contínua.

Troca de contêiner de resíduos sem interrupção dos processos.

Inventário em tempo real de todos os consumíveis: cubetas de reação, buffer de lavagem e contêiner de resíduos.




Manipulação das amostras

Carregamento e descarregamento em forma contínua.

Racks de amostras universais e com adaptador removível.

Status de racks informado em tempo real

Priorização de amostras STATs



Manipulação de Reativos e Substratos


Reativos e substratos de fácil manipulação, reagentes líquidos e prontos para uso.

Carrossel de reagentes refrigerado com 25 posições.

Reativos compatíveis com o Sistema Wiener Lab CLIA 2000


Estabilidade on board de até 28 dias.

CLIA 1000



Menu de Testes

A maneira simples e confiável de realizar seus imunoenaios por tecnologia de quimiluminescência



Marcadores Tireoidianos

Anti-Tg
 Anti-TPO
 FT4
 FT3
 Tg
 TSH
 T4
 T3
 rT3*
 TRAB*

Marcadores Ósseos

VD-T
 PTH
 CT

Marcadores de Anemia

FOL
 VB12

Diabetes

C-PEP
 INS

Hormônios para Fertilidade

DHEA-S
 E2
 E3
 LH
 PROG
 PRL
 TESTO
 HCG
 FSH
 17-OH PROG*
 SHBG*
 Free Testo*
 AMH*

Eixo adrenal

ACTH
 CORT
 ALD*

Inflamação

PCT*

Marcadores Tumorais

AFP
 CA 125
 CA 15-3
 CA 72-4
 CA 19-9
 CEA
 CYFRA 21-1
 FERR
 FPSA
 NSE
 TPSA
 SCCA*
 HE4*
 CA 242*
 CA 50*
 ProGRP*

Hormônios

hGH*
 IGF-1*

Hipertensão

Ang I*
 Ang II*
 Renin*

Doenças Infecciosas

Anti-TP
 HBsAg*
 Anti HBs*
 HBeAg*
 Anti HB e*
 Anti HBc*
 HIV Ag/Ab Combo*
 HCV*
 Anti HBc IgM*
 HBeAg quantitative*

TORCH

Toxo IgG*
 Toxo IgM*
 Rubella IgG*
 Rubella IgM*
 CMV IgG*
 CMV IgM*
 HSV-1/2 IgG*
 HSV-1/2 IgM*
 HSV-1 IgG*
 HSV-2 IgG*

Screening pre natal

Free βHCG*
 PAPP-A*

Marcadores Cardíacos

BNP
 MYO
 CKMB
 TNI

Fibrose hepática

LN*
 HA*
 PGI*
 PGII*
 CIV*
 PIIINP*

(*) Nem todos os produtos são comercializados em todos os países. Verifique com Labinoraz@wiener-lab.com.br ou seu Distribuidor local.

Especificações técnicas

Informação Geral

Velocidade: Até 180 testes/hora
Princípio de Medição: Plataforma de partículas superparamagnéticas com reagentes marcados com fosfatase alcalina (ALP) e substrato AMPPD

Manipulação de amostras

Alimentação de Amostras: Carga e descarga contínua por racks de amostras

Rack de amostras: 10 posições por rack, compatíveis com o Wiener lab CMD800 Série e Wiener lab CLIA 2000

Capacidade de amostras: Até 60 amostras

Sonda de amostra: Agulha de aço, detecção automática de nível, detecção de coágulo e proteção contra colisão vertical e horizontal

Volume de amostra: 10µl-200µl, com acréscimo de 1µl

Volume de diluição: Diluição automática entre 1:2 - 1:40

Manipulação dos Reativos

Disco de reagentes: 25 posições com carga contínua e agitação de partículas magnéticas em tempo real

Sistema de refrigeração: 2°C-8°C

Apresentações: 100 testes por kit (2x50 testes) ou 200 testes por kit (2x100 testes)

Detecção de reagentes: Leitor de código de barras interno e externo

Sonda do reagente: Agulha de aço, detecção do nível, detecção de bolhas e proteção contra colisão vertical e horizontal

Volume de reagente: 20µl-200µl

Manipulação de substratos

Frasco de substrato: Frasco com perfuração inferior para absorção do substrato

Carregamento do substrato: Capacidade de carga contínua durante a operação

Aquecimento do substrato: Aquecimento à temperatura constante

Volume de aspiração: 200ul

Unidade de separação magnética

Unidade de separação: Separação magnética de 4 fases

Temperatura: Exatidão 37±0.3°C, oscilação de ±0.2°C

Sistema de medição e reação

Modo de detecção: Contagem de fótons

Detecteur do sinal: Tubo fotomultiplicador (PMT)

Calibração PMT: Módulo de referência LED

Bandeja de reação: 75 posições

Temperatura: Exatidão 37 ±0.3°C, oscilação de ± 0.2°C

Mixer: Homogeneização por vortex

Carregamento de cubetas e sistema de descarte

Cubetas: Cubetas de plástico descartáveis

Carregamento de cubetas: 88 cubetas por bandeja, carregamento de duas bandejas simultaneamente com carga e descarga contínua

Tratamento de resíduos: 1 sacola descartável

Condições de operação

Condições elétricas: 2000VA; 110V/115V~, 60Hz; 220V-240V~, 50Hz; 220V/230V~, 60Hz

Condições ambientais: Temperatura de operação 15°C-30°C e umidade relativa 35%RH-80%RH, sem condensação

Dimensões

Unidade principal: 1400mm*760mm*600mm (L*P*A), Peso 250 kg


Altitude: 400m - 2000mm (compressor externo opcional para 2000m - 4000m)





Mini VIDAS[®] Biomérieux

TODOS OS PRODUTOS PARA : Gerenciamento de Paciente de Diagnóstico de Emergência
(https://www.biomerieux.com.br/products_list/207) Imunoensaio
(https://www.biomerieux.com.br/products_list/212) Sistemas automatizados
(https://www.biomerieux.com.br/products_list/146)



mini VIDAS®

Imunoanalisador multiparamétrico compacto

mini VIDAS® é um sistema de imunoensaios automatizado **compacto** baseado nos princípios de teste fluorescente ligado a enzimas (ELFA). **Prático e fácil de usar**, proporciona precisos resultados dos testes sob demanda.

- **Robusto** e confiável: MTBF > 1 100 dias
- Até 36 testes por hora
- Ampla menu: **mais de 100 parâmetros** disponíveis em formato de um **único teste**
- Adaptado a **testes STAT**

Adicionar à seleção

([https://www.biomerieux.com.br/flag/flag/bookmarks/953?](https://www.biomerieux.com.br/flag/flag/bookmarks/953?destination=node/953&token=f46a184948d38e5208a8dc3f3ba934cc&has_js=1)

[destination=node/953&token=f46a184948d38e5208a8dc3f3ba934cc&has_js=1](https://www.biomerieux.com.br/flag/flag/bookmarks/953?destination=node/953&token=f46a184948d38e5208a8dc3f3ba934cc&has_js=1))

**PRECISA DE MAIS
INFORMAÇÕES**

Contate-nos

(</contact?pdt=953>)

RESUMO

SERVIÇOS E SUPORTE

RECURSOS

Mini VIDAS® é muito valorizado mundialmente por sua simplicidade, flexibilidade, confiabilidade e disponibilidade 24h/7d. Processa os **testes individuais da amostra** e de lote para todos os tipos de análise: sorologia, imunoquímica, detecção de antígeno. Dez análises diferentes podem ser usados simultaneamente. Todos os passos de reação de imunoensaio enzimático são automatizados num espaço mínimo: pipetagem, incubação, lavagem, leitura, e os resultados são imediatamente enviados para a **impressora integrada**.

Equipamento compacto

- Unidade completamente **auto-contida**:
 - ▶ Módulo analítico com 12 posições de prova / 2 compartimentos independentes de 6 provas
 - ▶ Monitor integrado, teclado e impressora
- **Encaixa facilmente** no seu laboratório:
 - ▶ Leve: apenas 88 libras (40 kg)
 - ▶ Pequenas dimensões




[Clique para ampliar \(/sites/subsidiary_uk/files/mini_vidas.jpg\)](/sites/subsidiary_uk/files/mini_vidas.jpg)

Simples e flexível

TOP

- Início diário em apenas alguns segundos
- **Fácil de usar**:
 - ▶ Aquisição de identificação do paciente e distribuição da amostra
 - ▶ Localize o SPR® e as fitas na máquina
 - ▶ Pulsar a tecla de início




- **Só carregue e pronto**
- Adaptado aos **testes STAT**: PCT, NT-proBNP, Galectin-3, Troponin I, Myoglobin, CK-MB, hCG...
- Formatar em um **único teste** todos os ensaios
- O tamanho do Kit adaptado a **pequenos volumes de teste**
- Processamento simultâneo de diferentes parâmetros
- **Sem contaminação** entre reagentes ou entre amostras




Amplo menu de testes

TOP

- **Mais de 100 parâmetros** em formato de um único teste para o diagnóstico de doenças cardiovasculares e infecciosas, câncer, infertilidade, gravidez, doenças tireoidite e alergias
- **Testes diretos**: 1 paciente, 1 teste, 1 resultado
- Reagentes **prontos para usar**
- Resultados em **17 a 90 minutos**
- Uma **ordem de referência** por teste: os kits incluem todos os componentes necessários




SUA SOLUÇÃO COMPLETA



[\(/produto/vidasr-brahms-pcttm\)](#)

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT™
[\(/produto/vidasr-brahms-pcttm\)](#)



[\(/produto/vidasr-thyroid-panel\)](#)

VIDAS® Thyroid panel
[\(/produto/vidasr-thyroid-panel\)](#)



[\(/produto/vidasr-d-dimero-exclusaotm-ii\)](#)

VIDAS® D-Dímero Exclusão™ II
[\(/produto/vidasr-d-dimero-exclusaotm-ii\)](#)