

PROPOSTA ADEQUADA

Proposta 220238

Pregão: 13/2024-SESA

Dt Abert: 07/11/2024

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 07/11/2024



Cliente: 57116-PREF. MUNICIPAL DE TIANGUA
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PER
Endereço: AV MOISES MOITA, 785 - CENTRO
CEP: 62320-000 - TIANGUA/CE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DO SETOR GT DO CUIDAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ-CEARÁ.

LOTE 04

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
1	CAMA HOSPITALAR MANUAL MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO. A ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MANIVELAS. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO DECORATIVO. ACOMPANHA GRADES E AÇO CARBONO. RODÍZIOS DE 3" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,90 X 0,65.	PROCIRURGIC	38	UND	2.055,85000	78.122,30
2	CAMA HOSPITALAR 01 (UMA) MANIVELA MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 1 MANIVELA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO A COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ACOMPANHA GRADES EM AÇO CARBONO. RODÍZIOS DE 3" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,90 X 0,65.	PROCIRURGIC	38	UND	1.916,52000	72.827,76
Total Lote:					R\$ Total Lote:	150.950,06
CENTO E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SEIS CENTAVOS						
Total Global:					R\$ Global	150.950,06
CENTO E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SEIS CENTAVOS						

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 13/2024-SESA e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM RÓTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA À AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

JOSE RUFINO DA SILVA
Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA NETO:45669163320
Dados: 2024.11.11 11:37:49 -03'00'

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias

Condição de Pagamento 10 (dez) dias


PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

JOSE RUFINO DA SILVA NETO

CPF: 456.691.633-20

M A N U A L

CAMA HOSPITALAR PRO2



 **PROCIRÚRGICA**



PARABÉNS

Você acaba de adquirir uma Cama Hospitalar, modelo PRO2, desenvolvida dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, projetado para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança.



LEIA ANTES DE USAR!

Este Manual do Usuário possui informações extremamente importantes quanto à correta operação do equipamento, assim como precauções, perigos e procedimentos de segurança.

IDENTIFICAÇÃO



Nome Técnico: Cama Hospitalar

Nome Comercial: Cama Hospitalar 2 Movimentos Procirúrgica

Marca: Procirúrgica

Modelo: PRO2

Registro Anvisa: 82646910003

Detentor do Registro Anvisa:

PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA

Responsável técnica: Carla Konstantino Carvalho – CRQ: 13301804 / SC

Fabricado por: SHIJIAZHUANG BESTAR METAL PRODUCTS CO. LTD

Distribuído no Brasil por:

HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

CNPJ: 48.196.341/0001-00

Rua Gil Stein Ferreira, 258, 1º Piso, Sala 310

Centro, Itajaí - SC

CEP: 88.301-210 – Tel.: 0800 000 2625

Website: www.healthclean.com.br

E-mail assistência técnica: sac@healthclean.com.br

INTRODUÇÃO



Este manual do usuário descreve as propriedades normais da Cama Hospitalar Procirúrgica, modelo PRO2 e introduz os problemas de segurança, instalação, uso e manutenção.

Antes da primeira utilização, verifique o equipamento e os acessórios e certifique-se de que estão em boas condições.

CARACTERÍSTICAS


A Cama Hospitalar Procirúrgica PRO2 da Procirúrgica é indicada para uso médico-hospitalar ou domiciliar, sendo destinada ao leito de pacientes que necessitam de recuperação após interferências cirúrgicas ou outras enfermidades, proporcionando conforto e atendendo a procedimentos médicos específicos.

Trata-se de um equipamento de funcionamento manual, no qual o ajuste das posições da cabeceira e peseira pode ser realizado através de manivelas. Além disso, as grades possuem dispositivo de acionamento para elevar e abaixar, facilitando o acesso ao paciente a Cama.




CONHECENDO A CAMA HOSPITALAR PROCIRÚRGICA

- 1 Sessão das Costas
- 2 Sessão do Assento
- 3 Sessão das Coxas
- 4 Sessão das Panturrilhas
- 5 Peseira Tubular
- 6 Rodízio
- 7 Grade Lateral Tubular
- 8 Manivela



DADOS TÉCNICOS




Comp. Total:
198 cm



Capacidade de Peso:
180 kg



Largura Total:
98 cm



Altura da Base:
64 cm



Embalagem
12 cm Largura
92 cm Altura
203,5 cm Comp.



Peso da Cama:
36 kg

INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO



Ao receber sua Cama Hospitalar, Modelo PRO2, os itens abaixo devem ser examinados:

- Verificar se a Cama Hospitalar, Modelo PRO2 contém todas as partes descritas no item Conhecendo a Cama Hospitalar Procirúrgica – Modelo PRO2.
- Verificar todas as peças e parafusos para verificação se os mesmos estão soltos, se os mesmos se encontrarem soltos, deve ser executado o ajuste.
- Verificar se os eixos das rodas estão encaixados de forma segura e travados.

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

1. Abra a embalagem e verifique se todos os itens de montagem estão presentes. Com a Cama Hospitalar virada, remova-a da embalagem com cuidado;
2. Posicione os rodízios nos encaixes localizados nos pés da Cama Hospitalar. Gire-os no sentido horário até que estejam firmemente rosqueados;
3. Vire a Cama Hospitalar e encaixe a cabeceira (parte maior) e a peseira (parte menor) nos respectivos encaixes da estrutura da Cama Hospitalar;
4. Utilizando os parafusos fornecidos, fixe o suporte conforme indicado na imagem abaixo, garantindo que esteja bem preso;
5. Posicione a haste do suporte na parte inferior da Cama Hospitalar e fixe o manípulo correspondente para garantir sua estabilidade.

MANUTENÇÃO



Para garantir o bom funcionamento e a durabilidade da Cama Hospitalar PRO2, é recomendável realizar manutenção preventiva a cada seis meses.

Durante essa manutenção, verifique os seguintes itens:

- Verifique todas as funções mecânicas e manuais do produto, como a movimentação das rodas e manivelas, o funcionamento dos mecanismos de acionamento para diferentes posições e o travamento adequado das rodas;
- Realize a limpeza e lubrificação das partes do produto que possuem parafusos e junções. Certifique-se de remover a sujeira e aplicar lubrificante adequado para garantir um movimento suave;
- Faça uma revisão completa do aperto de todos os parafusos, garantindo que estejam firmes e seguros. Se necessário, reaperte-os adequadamente.

LIMPEZA E HIGIENE



Para a limpeza da Cama Hospitalar PRO2, siga as seguintes recomendações:

- Não utilize produtos que possam causar corrosão, como esponjas de aço e abrasivos;
- Evite o uso de substâncias químicas alcalinas e ácidas, pois podem danificar o material;
- Não utilize equipamentos de alta pressão ou vapor;
- Recomenda-se utilizar um pano úmido apenas com água e sabão neutro para a limpeza.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE



Para garantir a proteção e integridade da Cama Hospitalar, siga as seguintes recomendações:

- Mantenha a Cama Hospitalar protegida da luz solar direta e da umidade;
- O armazenamento da Cama Hospitalar, pode ser realizado tanto na posição vertical quanto na horizontal. No caso do armazenamento vertical, recomenda-se embalá-la em uma caixa de papelão e proteger as extremidades para evitar danos aos componentes. No armazenamento no horizontal, não é recomendado empilhar, mesmo que estejam embaladas em caixas de papelão, pois o peso de uma sobre a outra pode causar danos ao produto e seus componentes;
- Durante o transporte, recomenda-se que seja realizado na posição VERTICAL, sempre embalada em uma caixa de papelão e protegida nas extremidades para garantir a integridade e evitar danos aos componentes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Toda assistência técnica do Cama Hospitalar PRO2 deve ser executada somente pela rede credenciada de assistências técnicas, para verificar qual a mais próxima a você entre em contato com a Health Clean, através dos meios abaixo e solicite informações:

Tel.: 0800 000 2625

Website: www.healthclean.com.br

E-mail assistência técnica: sac@healthclean.com.br

A troca de qualquer peça do Cama Hospitalar PRO2 deve ser executada somente pelas assistências técnicas devidamente autorizadas.

Para obter informações detalhadas sobre peças e serviços, entre em contato com a Health Clean.

A Health Clean não disponibiliza manual de serviço ao clientes.

Para instruções de embalagem e envio do Cama Hospitalar PRO2 para assistência técnica, contactar a assistência técnica autorizada e consultar o procedimento adequado.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado, se observados todos os termos abaixo especificados, é válido por seis meses á partir da data de venda do produto, pelo distribuidor. Para a necessária comprovação de que não foi cessada a validade deste certificado, ele deverá ser acompanhado da N.F. emitida pela empresa vendedora, estando nela identificados o usuário e a data da comercialização do produto, devendo ainda constar a referência do modelo. Neste certificado garantimos estar o presente produto isento de defeitos de fabricação e em perfeitas condições de uso normal. O eventual defeito que possa vir a apresentar dentro do período de validade deste certificado, deverá ser constatado pelo revendedor, que sob orientação do fabricante, procederá a substituição da peça defeituosa ou tomará outra providência que se imponha.

Note-se que esta garantia só é aplicável quando o produto:

1. Não tenha sofrido acidente, nem tratado com negligência, ou submetido a uso inadequado.
2. Não apresente sinais evidentes de intervenção por terceiros, comprometendo sua integridade. Não estão cobertos com esta garantia:
 - Rolamentos, pneus maciços ou infláveis e câmaras de ar (quando contidos).

A Cama Hospitalar tem sua utilização prolongada, em conformidade com a conservação e manutenção por parte do usuário.

BRASIL
1273
①



Health Clean

Nós cuidamos de você

Importado e distribuído no Brasil por:

HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ: 48.196.341/0001-00

Tel: 0800 000 2625 | sac@healthclean.com.br



Health Clean

Nós cuidamos de você




0 630941 069974

M A N U A L

1274
H25
P

CAMA HOSPITALAR



PRO2

 **PROCIRÚRGICA**



PARABÉNS

Você acaba de adquirir uma Cama Hospitalar Pro2 Plus, desenvolvido dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, projetado para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança.



LEIA ANTES DE USAR!

Este Manual do Usuário possui informações extremamente importantes quanto à correta operação do equipamento, assim como precauções, perigos e procedimentos de segurança.

IDENTIFICAÇÃO



Nome Técnico: CAMA HOSPITALAR

Nome Comercial: CAMA HOSPITALAR PRO2 PLUS

Marca: Procirúrgica

Modelo: PRO2 PLUS

Registro Anvisa: 82646910003

Detentor do Registro Anvisa: HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

Responsável técnica: Carla Konstantino Carvalho – CRQ: 13301804 / SC

Fabricado por: SHIJIAZHUANG BESTAR METAL PRODUCTS CO. LTD

Distribuído no Brasil por:

HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

CNPJ: 48.196.341/0001-00

Rua Gil Stein Ferreira, 258, 1º Piso, Sala 310

Centro, Itajaí - SC

CEP: 88.301-210 – Tel.: 0800 000 2625

Website: www.healthclean.com.br

E-mail assistência técnica: sac@healthclean.com.br


CARACTERÍSTICAS



A Cama Hospitalar Procirúrgica PRO2 Plus da Procirúrgica é indicada para uso médico-hospitalar ou domiciliar, sendo destinada ao leito de pacientes que necessitam de recuperação após interferências cirúrgicas ou outras enfermidades, proporcionando conforto e atendendo a procedimentos médicos específicos.

Trata-se de um equipamento de funcionamento manual, no qual o ajuste das posições da cabeceira e peseira pode ser realizado através de manivelas. Além disso, as grades possuem dispositivo de acionamento para elevar e abaixar, facilitando o acesso ao paciente a Cama.

DADOS TÉCNICOS




Comp. Total:
207 cm



Capacidade de Peso:
180 kg



Largura Total:
96 cm



Altura da Base:
65 cm



Embalagem
18cm x 94cm x 193cmm



Peso da Cama :
54.4KGS

INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO



Ao receber sua Cama Hospitalar, Modelo PRO2 Plus, os itens abaixo devem ser examinados:

- Verificar se a Cama Hospitalar, Modelo PRO2 Plus contém todas as partes descritas no item Conhecendo a Cama Hospitalar Procirúrgica – Modelo PRO2 Plus.
- Verificar todas as peças e parafusos para verificação se os mesmos estão soltos, se os mesmos se encontrarem soltos, deve ser executado o ajuste.
- Verificar se os eixos das rodas estão encaixados de forma segura e travados.

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

1. Abra a embalagem e verifique se todos os itens de montagem estão presentes. Com a Cama Hospitalar virada, remova-a da embalagem com cuidado;
2. Posicione os rodízios nos encaixes localizados nos pés da Cama Hospitalar. Gire-os no sentido horário até que estejam firmemente rosqueados;
3. Vire a Cama Hospitalar e encaixe a cabeceira (parte maior) e a peseira (parte menor) nos respectivos encaixes da estrutura da Cama Hospitalar;
4. Utilizando os parafusos fornecidos, fixe o suporte conforme indicado na imagem abaixo, garantindo que esteja bem preso;
5. Posicione a haste do suporte na parte inferior da Cama Hospitalar e fixe o manípulo correspondente para garantir sua estabilidade.

MANUTENÇÃO



Para garantir o bom funcionamento e a durabilidade da Cama Hospitalar PRO2 Plus, é recomendável realizar manutenção preventiva a cada seis meses.

Durante essa manutenção, verifique os seguintes itens:

- Verifique todas as funções mecânicas e manuais do produto, como a movimentação das rodas e manivelas, o funcionamento dos mecanismos de acionamento para diferentes posições e o travamento adequado das rodas;
- Realize a limpeza e lubrificação das partes do produto que possuem parafusos e junções. Certifique-se de remover a sujeira e aplicar lubrificante adequado para garantir um movimento suave;
- Faça uma revisão completa do aperto de todos os parafusos, garantindo que estejam firmes e seguros. Se necessário, reaperte-os adequadamente.

LIMPEZA E HIGIENE

Para a limpeza da Cama Hospitalar PRO2 Plus, siga as seguintes recomendações:

- Não utilize produtos que possam causar corrosão, como esponjas de aço e abrasivos;
- Evite o uso de substâncias químicas alcalinas e ácidas, pois podem danificar o material;
- Não utilize equipamentos de alta pressão ou vapor;
- Recomenda-se utilizar um pano úmido apenas com água e sabão neutro para a limpeza.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE



Para garantir a proteção e integridade da Cama Hospitalar, siga as seguintes recomendações:

- Mantenha a Cama Hospitalar protegida da luz solar direta e da umidade;
- O armazenamento da Cama Hospitalar, pode ser realizado tanto na posição vertical quanto na horizontal. No caso do armazenamento vertical, recomenda-se embalá-la em uma caixa de papelão e proteger as extremidades para evitar danos aos componentes. No armazenamento no horizontal, não é recomendado empilhar, mesmo que estejam embaladas em caixas de papelão, pois o peso de uma sobre a outra pode causar danos ao produto e seus componentes;
- Durante o transporte, recomenda-se que seja realizado na posição VERTICAL, sempre embalada em uma caixa de papelão e protegida nas extremidades para garantir a integridade e evitar danos aos componentes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Toda assistência técnica do Cama Hospitalar PRO2 Plus deve ser executada somente pela rede credenciada de assistências técnicas, para verificar qual a mais próxima a você entre em contato com a Health Clean, através dos meios abaixo e solicite informações:

Tel.: 0800 000 2625

Website: www.healthclean.com.br

E-mail assistência técnica: sac@healthclean.com.br

A troca de qualquer peça do Cama Hospitalar PRO2 Plus deve ser executada somente pelas assistências técnicas devidamente autorizadas.

Para obter informações detalhadas sobre peças e serviços, entre em contato com a Health Clean.

A Health Clean não disponibiliza manual de serviço ao clientes.

Para instruções de embalagem e envio do Cama Hospitalar PRO2 Plus para assistência técnica, contactar a assistência técnica autorizada e consultar o procedimento adequado.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado, se observados todos os termos abaixo especificados, é válido por seis meses á partir da data de venda do produto, pelo distribuidor. Para a necessária comprovação de que não foi cessada a validade deste certificado, ele deverá ser acompanhado da N.F. emitida pela empresa vendedora, estando nela identificados o usuário e a data da comercialização do produto, devendo ainda constar a referência do modelo. Neste certificado garantimos estar o presente produto isento de defeitos de fabricação e em perfeitas condições de uso normal. O eventual defeito que possa vir a apresentar dentro do período de validade deste certificado, deverá ser constatado pelo revendedor, que sob orientação do fabricante, procederá a substituição da peça defeituosa ou tomará outra providência que se imponha.

Note-se que esta garantia só é aplicável quando o produto:

1. Não tenha sofrido acidente, nem tratado com negligência, ou submetido a uso inadequado.
2. Não apresente sinais evidentes de intervenção por terceiros, comprometendo sua integridade. Não estão cobertos com esta garantia:
 - Rolamentos, pneus maciços ou infláveis e câmaras de ar (quando contidos).

A Cama Hospitalar tem sua utilização prolongada, em conformidade com a conservação e manutenção por parte do usuário.



Health Clean

Nós cuidamos de você

Importado e distribuído no Brasil por:


HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ: 48.196.341/0001-00

Tel: 0800 000 2625 | sac@healthclean.com.br



Health Clean

Nós cuidamos de você



0 070341 333273