



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DOS ITENS:

Justificativa quanto ao quantitativo: Estimou-se a quantidade dos itens acima a serem adquiridos **com base no levantamento da coordenação** do programa sobre as necessidades encontradas e **encaminhadas ao setor de compras.**

1.1 DOS QUANTITATIVOS TOTAIS DA LICITAÇÃO

	LOTE 01 - EXCLUSIVO PAR	A ME, EP	PEME	I 100%	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	VALOR MÉDIO	VALOR MÉDIO TOTAL
1	BOSU- MEIA BOLA Produto ideal para realizar um treinamento funcional completo. A meia bola com base permite o trabalho dos músculos do corpo. Fornece exercícios proporcionados como equilíbrio, potência, alongamento, fortalecimento, entre outros. Resistente: produzido em látex com 3,0mm de espessura, garante resistência e absorção de impactos; Versátil: associação de resistores elásticos proporciona diversos tipos de exercícios; Prático: gera resistência, o que permite a aplicação de exercícios para fortalecimento muscular; Eficiente: permite execução de exercícios que não são possíveis em bolas inteiras; Seguro: suporta até 260 kg, permite o uso de prática de exercícios com segurança. Meia Bola Bosu com Elásticos, Alças e Bomba Material: látex 3,0 mm; Peso máximo suportado: 260 kg; Dimensões: Diâmetro: 55 cm; Altura: 25 cm.	UND.	6	R\$ 682,95	
2	BOLA SUÍÇA - 55 cm Auxilia em exercícios de reabilitação quanto para atividades de condicionamento físico. Os exercícios que utilizam esta bola	UND.	6	R\$ 108,40	R\$ 650,40





1	contribuom nara a aumonto da forca						
	contribuem para o aumento da força,						
	equilíbrio e coordenação.						
	Reeducação postural;Mobilização;						
	• Estabilização vertebral;						
	Modulação do tônus;						
	Desenvolvimento motor;						
	Condicionamento físico/fitness;						
	Exercícios para estimulação do						
	desenvolvimento infantil;						
	• Exercícios de Fortalecimento;						
	• Relaxamento;						
	Alongamentos;Posicionamento em terapias;						
	Técnica Bobath;						
	• Composição de PVC						
-	Suporta de 200kg BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA			-			
	É efetiva para melhorar a função do músculo						
	fraco dando suporte, ou relaxar o músculo						
	muito contraído, e através dela ocorre a						
3	supressão neurológica da dor após a aplicação da bandagem na área afetada.	UND.	100	R\$	47,54	R\$	4.754,00
	 Composição: 96% algodão, 4% elastano; Hipoalergênico; 						
	 Ventilado, permite transpiração da pele; 						
	• Dimensões: 05m x 05cm (CxL);						
-	BOLA CRAVO CRESPA PARA						
	PROPRIOCEPÇÃO M						
	Oferece uma variedade de usabilidade, e por						
	ser crespa proporciona estímulos efetivos ao						
	organismo podendo ser útil em atividades						
	relacionadas a reabilitação e também em						
	massagem relaxante.						
4	• Exercícios de propriocepção de Membros	UND.	80	R\$	7,33	R\$	586,67
	Superiores;						
	• Prevenção de LER e DORT de Membros						
	Superiores;						
	• Estimulação da Sensibilidade;						
	Massagem relaxante;						
	Massagem em pontos gatilhos.						
	- wassagem em pontos gatimos.						





5	BOLA CRAVO CRESPA PARA PROPRIOCEPÇÃO P Oferece uma variedade de usabilidade, e por ser crespa proporciona estímulos efetivos ao organismo podendo ser útil em atividades relacionadas a reabilitação e também em massagem relaxante. • Exercícios de propriocepção de Membros Superiores; • Prevenção de LER e DORT de Membros Superiores; • Estimulação da Sensibilidade; • Massagem relaxante; • Massagem em pontos gatilhos.	UND.	80	R\$	5,49	R\$	438,93
6	DISCO DE EQUILÍBRIO FLEXÍVEL Usado para o treino de equilíbrio e coordenação. Sua superfície rugosa massageia o local onde a pressão é exercida, estimulando a circulação sanguínea, e conta também com uma superfície lisa, permitindo a melhor execução de diversos exercícios. Treino de equilíbrio e propriocepção; melhorar coordenação motora - fortalecimento muscular; reabilitação pós- cirúrgica; reabilitação pós-trauma • Composição: PVC; • Cor: preto; • Diversos níveis de inflagem; • Uma face com cravos; • Uma face lisa; • Peso máximo suportado: 100 Kg; • Dimensões: 37,5 cm de diâmetro; • Com bomba de ar.	UND.	6	R\$	118,12	R\$	708,72
7	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO O Incentivador Inspiratório combina a inspiração profunda, lenta e prolongada, estímulo visual de modo unificado, com o objetivo de promover a expansão pulmonar. Prevenção e tratamento de atelectasias pós- operatórias; Incentiva a inspiração profunda; Exercita os músculos respiratórios;	UND.	120	R\$	33,10	R\$	3.972,40





	Auxilia a prevenção de doenças bronco- pulmonares; Expande os alvéolos pulmonares. Corpo: poliestireno cristal, Esferas: polietileno, Anel: polietileno, Mangueira: polietileno,						
8	KIT DE RASPADORES PARA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL Kit de 7 peças que permitem aplicar a técnica de Liberação Miofascial em tecidos superficiais e profundos. Peças de design anatômico, que se adequam a mão do profissional, proporcionando praticidade durante o tratamento e além disso, possuem estrutura arredondada que minimizam o desconforto do paciente durante a técnica. Desenvolvido em Inox com alta durabilidade e fácil higienização. Liberação miofascial, estimulação muscular; melhora da circulação sanguínea; relaxamento muscular; alívio de pontos de tensão.	UND.	12	R\$	379,61	R\$	4.555,28
9	MARTELO BUCK REFLEXO NEUROLÓGICO (Confeccionado em aço inoxidável AISI 420. Borracha preta, Peso: 10g; medidas aprox.: 18,5 x 6,5 cm)	UND.	30	R\$	81,94	R\$	2.458,20
10	 MINI BAND 3 níveis de resistências 3 níveis de resistência oferece uma resistência progressiva, um trabalho ainda mais intenso com resultados mais eficazes. Com 3 diferentes intensidades que permitem realizar diversos exercícios e também ter uma evolução diária nas atividades na resistência, força muscular, reabilitação e exercícios funcionais. Kit com 03 peças. Composição: látex natural; Dimensões: 50x5 cm (CxL); 	UND.	60	R\$	45,53	R\$	2.731,60



	Municik	Pal al
13	210	Tiar
pre-	SIY	- engi

							(1)
	Intensidade de acordo com a cor:						
	• Intensidade leve: 0,6mm de espessura;					-	
	• Intensidade média: 0,8mm de espessura;						
	• Intensidade forte: 1mm de espessura.						
	PONTOS SISTÊMICOS						
	Sementes de mostarda com micropore						
	funcionam como pontos sistêmicos nas						
11	técnicas de ACUPUNTURA. Cada material	UND.	10000	R\$	0,14	R\$	1.400,00
11	possui uma função, sendo: Sementes de	UND.	10000	NŞ	0,14	ΝŞ	1.400,00
	Mostarda - utilizada para causar pressão no						
	ponto desejado através do toque do						
	paciente. Estímulo para pontos sistêmicos.		2	/-			
	TORNOZELEIRA/CANELEIRA - 1kg						
	Material resistente, de revestimento vinílico,						
	sendo preenchido de areia, em quantidade						
	ideal para atingir a carga necessária. O				34,63	R\$	415,60
12	fechamento em velcro e dispõe maior	UND.	12	R\$			
12	segurança ao usuário. Exercícios de	UND.	12	ΝŞ	34,03		413,60
	fortalecimento de membros inferiores;						
	levantamento para fortalecimento de						
	membros superiores; carga para						
	tratamentos de decaptação articular.						
	TORNOZELEIRA/CANELEIRA - 2kg						
	Material resistente, de revestimento vinílico,						
	sendo preenchido de areia, em quantidade						
	ideal para atingir a carga necessária. O						
	fechamento em velcro e dispõe maior						
13	segurança ao usuário. Exercícios de	UND.	12	R\$	48,78	R\$	585,36
	fortalecimento de membros inferiores;						
	levantamento para fortalecimento de						
	membros superiores; carga para						
	tratamentos de decaptação articular.						
	TORNOZELEIRA/CANELEIRA - 3kg					-	
	Material resistente, de revestimento vinílico,						
	sendo preenchido de areia, em quantidade						
	ideal para atingir a carga necessária. O						
14	fechamento em velcro e dispõe maior	UND.	12	R\$	43,65	R\$	523,80
	segurança ao usuário. Exercícios de		wid in				
	fortalecimento de membros inferiores;						
	levantamento para fortalecimento de						





	membros superiores; carga para tratamentos de decaptação articular.						
15	TORNOZELEIRA/CANELEIRA - 4kg Material resistente, de revestimento vinílico, sendo preenchido de areia, em quantidade ideal para atingir a carga necessária. O fechamento em velcro e dispõe maior segurança ao usuário. Exercícios de fortalecimento de membros inferiores; levantamento para fortalecimento de membros superiores; carga para tratamentos de decaptação articular.	UND.	12	R\$	49,18	R\$	590,12
16	TORNOZELEIRA/CANELEIRA - 5kg Material resistente, de revestimento vinílico, sendo preenchido de areia, em quantidade ideal para atingir a carga necessária. O fechamento em velcro e dispõe maior segurança ao usuário. Exercícios de fortalecimento de membros inferiores; levantamento para fortalecimento de membros superiores; carga para tratamentos de decaptação articular.	UND.	12	R\$	66,37	R\$	796,40
	VALOR T	OTAL L	OTE 01			R\$ 29	0.265,16

	LO	TE 02- EXCLUSIVO PARA	ME, EP	P E MEI	100%		
ITEM	ESPECIF	ICAÇÃO	UND.	QTD	VALOR MÉDIO	VALOR MÉDIO TOTAL	
1	computação de acordo corpo. O botão único p profundo pode ser usa	sfere sinais digitais e mpreensiva baseada na com as exigências do ara tratamento do para mudar rgura do pulso para que essa se aprofundar na ndo mais satisfatório. s enrijecidos, paralisia	UND.	4	R\$ 1.694,73	R\$ 6.778,93	





Municipal de 198

	em todo o corpo, dor de estômago, resfriado				1 1 1 1 1 1 1		1
	grave, dores do pescoço e na vértebra				14.74.74		
	cervical, periartrite, dor de dente, pressão						
	alta, pressão baixa, fraqueza, impotência						
160	sexual, período menstrual irregular, diversas						
	doenças crônicas, lipoesclerose, atrofia						
	muscular, edemas, quadros alérgicos e						
	diminuição da força muscular.						
	• Protocolos: 20 Programas e 10 Particulares						
	• Pulso: Até 400 us						
	• Intensidade: 0 a 140 mA						
	• Correntes: Aussie, Russa e Eletrolipólise	=					* 1
	• Frequência: 1 a 120 Hz						
	• 01 Cabo de energia destacável;						
	• 05 Cabos duplos (com pinos banana nas						
	pontas) nas cores Laranja e Preto, Azul e						1 := M 1 11
	Verde, Cinza e Rosa, Branco e Amarelo e						
	Marrom e Roxo						2 - 1 - 2 - 1
	• 01 Cabo com caneta facial;						
	• 10 Garras jacaré pretas;					3/	
	• 10 Garras jacaré vermelhas;						
	• 20 Eletrodos condutivos pretos						
	02 Eletrodos condutivos faciais						
	02 Eletrodos condutivos faciais						
	• 10 Cintas elásticas com velcro para fixação						
	de eletrodos;						
	01 Bisnaga com gel						
	• 10 Embalagens com 10 agulhas cada de						
	0,25x50 mm;						
	• 01 Fusível de proteção sobressalente.						
	LASER TERAPÊUTICO VERMELHO						
	Promove irradiação contínua do LASER						
	TERAPÊUTICO VERMELHO ou						
	INFRAVERMELHO na região da artéria radial.						
	Apresenta pulseira para ser fixada no pulso					100	
2	do paciente. Apresenta mecanismo que	UND.	4	R\$	4.723,58	R\$	10 004 22
2	promove uma série de efeitos imediatos e	UND.	4	K\$	4.725,58	κŞ	18.894,33
	encadeados, mas possui duração prolongada						
	no metabolismo. Indicado para pacientes						
	com doenças do sistema respiratório,					- 1	, k
	doenças inflamatórias e cardiovasculares,						
	AVC, diabetes, úlceras, terapias capilares,						





3



alergias, cicatrizações em geral, dores, fibromialgia, estimula o sistema imunológico, gera energia para as células de defesa, aumenta a oxigenação do sangue, combate os radicais livres, nutre os tecidos, tem função vasodilatadora, remove toxinas e melhora o processo da homeostase do organismo. O1suporte da peça de mão; O3 espaçadores; O2 dois óculos de proteção; O1 maleta para transporte; O3 pulseira para técnica ILIB; O1 protetor ocular para paciente ILIB; • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 − 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso do suporte da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;								The state of the s
imunológico, gera energia para as células de defesa, aumenta a oxigenação do sangue, combate os radicais livres, nutre os tecidos, tem função vasodilatadora, remove toxinas e melhora o processo da homeostase do organismo. Olsuporte da peça de mão; O3 espaçadores; O2 dois óculos de proteção; O1 maleta para transporte; O3 pulseira para técnica ILIB; O1 protetor ocular para paciente ILIB; Manual de instruções e termo de garantia Tensão de Alimentação: 100 – 240 V~ Peso da peça de mão: O,18 Kg Peso do suporte da peça de mão: O,12 Kg Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) Bateria: Li-íon Laser vermelho Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Laser infravermelho Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores;		alergias, cicatrizações em geral, dores,						
defesa, aumenta a oxigenação do sangue, combate os radicais livres, nutre os tecidos, tem função vasodilatadora, remove toxinas e melhora o processo da homeostase do organismo. O1suporte da peça de mão; O3 espaçadores; O2 dois óculos de proteção; O1 maleta para transporte; O3 pulseira para técnica ILIB; O1 protetor ocular para paciente ILIB; • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 – 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;		fibromialgia, estimula o sistema						
combate os radicais livres, nutre os tecidos, tem função vasodilatadora, remove toxinas e melhora o processo da homeostase do organismo. Olsuporte da peça de mão; O3 espaçadores; O2 dois óculos de proteção; O1 maleta para transporte; O3 pulseira para técnica ILIB; O1 protetor ocular para paciente ILIB; • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 – 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão do suporte da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 5 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;		imunológico, gera energia para as células de						
tem função vasodilatadora, remove toxinas e melhora o processo da homeostase do organismo. O1suporte da peça de mão; O3 espaçadores; O2 dois óculos de proteção; O1 maleta para transporte; O3 pulseira para técnica ILIB; O1 protetor ocular para paciente ILIB; • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 – 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;		defesa, aumenta a oxigenação do sangue,						
e melhora o processo da homeostase do organismo. Olsuporte da peça de mão; O3 espaçadores; O2 dois óculos de proteção; O1 maleta para transporte; O3 pulseira para técnica ILIB; O1 protetor ocular para paciente ILIB; • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 – 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;		combate os radicais livres, nutre os tecidos,						
organismo. 01suporte da peça de mão; 03 espaçadores; 02 dois óculos de proteção; 01 maleta para transporte; 03 pulseira para técnica ILIB; 01 protetor ocular para paciente ILIB; • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 – 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;		tem função vasodilatadora, remove toxinas						
O1suporte da peça de mão; O3 espaçadores; O2 dois óculos de proteção; O1 maleta para transporte; O3 pulseira para técnica ILIB; O1 protetor ocular para paciente ILIB; • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 − 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;		e melhora o processo da homeostase do						
03 espaçadores; 02 dois óculos de proteção; 01 maleta para transporte; 03 pulseira para técnica ILIB; 01 protetor ocular para paciente ILIB; • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 − 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 308 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;		organismo.						
02 dois óculos de proteção; 01 maleta para transporte; 03 pulseira para técnica ILIB; 01 protetor ocular para paciente ILIB; • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 – 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;		01suporte da peça de mão;						
01 maleta para transporte; 03 pulseira para técnica ILIB; 01 protetor ocular para paciente ILIB; • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 – 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;		03 espaçadores;						
03 pulseira para técnica ILIB; 01 protetor ocular para paciente ILIB; • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 – 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-ion • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;		02 dois óculos de proteção;						
01 protetor ocular para paciente ILIB; • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 − 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;		01 maleta para transporte;						
 • Manual de instruções e termo de garantia • Tensão de Alimentação: 100 − 240 V~ • Peso da peça de mão: 0,18 Kg • Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg • Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores; 		03 pulseira para técnica ILIB;						
 Tensão de Alimentação: 100 – 240 V~ Peso da peça de mão: 0,18 Kg Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) Bateria: Li-íon Laser vermelho Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Laser infravermelho Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores; 		01 protetor ocular para paciente ILiB;						
 Peso da peça de mão: 0,18 Kg Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) Bateria: Li-íon Laser vermelho Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Laser infravermelho Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores; 		• Manual de instruções e termo de garantia						
 Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) Bateria: Li-íon Laser vermelho Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Laser infravermelho Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores; 		 Tensão de Alimentação: 100 − 240 V~ 						
Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) Bateria: Li-íon Laser vermelho Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Laser infravermelho Comprimento de onda laser infravermelho: 100 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores;		 Peso da peça de mão: 0,18 Kg 						
3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) • Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;		• Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg						
Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) Bateria: Li-íon Laser vermelho Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Laser infravermelho Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores;		• Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) :	K					
cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil • Bola maior: músculos maiores;		3 cm (largura) x 5 cm (profundidade)						
(profundidade) • Bateria: Li-íon • Laser vermelho • Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil • Bola maior: músculos maiores;		• Dimensão do suporte da peça de mão: 11						
 Bateria: Li-íon Laser vermelho Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Laser infravermelho Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores; 		cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm						
 Laser vermelho Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Laser infravermelho Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores; 		[마음 마음] [1 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15						
 Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Laser infravermelho Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores; 		Bateria: Li-íon						
nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % • Laser infravermelho • Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;	18	Laser vermelho						
 Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Laser infravermelho Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores;)					
 mW ± 20 % Laser infravermelho Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores; 								
Laser infravermelho Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores;								
Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores;								
infravermelho: 808 nm ± 10 nm • Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;								
Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores;								
100 mW ± 20 % MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;								
MASSAGEADOR AUTOMÁTICO • Equipamento portátil com ponteiras: • Bola maior: músculos maiores;								
 Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores; 		100 mW ± 20 %						
 Equipamento portátil com ponteiras: Bola maior: músculos maiores; 		MASSAGEADOR AUTOMÁTICO			+			
Bola maior: músculos maiores;								
					10			
• Bola menor: músculo menor; UND. 8 R\$ 175,29 R\$ 1.402,35		Bola menor: músculo menor;	UND	8	RS	175 29	RŚ	1 //02 25
• 1 pino: liberação de tendões;					1	173,23	۱۱۷	1.402,33
• 2 pinos: paravertebrais;						K (F.27) N		
Chato: músculos planos;				9	15			







	VALOR	TOTAL L	OTE 02		R\$		32.695,88
	3,30Kg Peso máximo suportado: 110kg						
	40x43x32cm (c x L x a) Peso aproximada:						
4	Plástico abs. Dimensões aproximadas:	UND.	20	R\$	281,01	R\$	5.620,27
	Simulador Portátil Monitor Digital. Material:						
	MINI BICICLETA ERGOMÉTRICA						
	dores						
	pontos gatilhos, melhora espasticidade e						
	na circulação sanguínea, alivia tensões,						
	Massagem, liberação miofascial auxiliando						
	• Sanfonado: alívio de stress;						
		1 1		1		1	

Totalizando no custo Global dos Lotes estimado para a contratação é de R\$ 61.961,04 (Sessenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos), conforme relatório emitido pelo setor compras do Município.

